

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Συγκεντρωτής οξυγόνου, του οίκου NIDEX Medical ΗΠΑ.

Μοντέλο Mark5, **NUVO 8**.

Κατάλληλος για παροχή οξυγόνου μέχρι 8 Lt / min συνεχούς ροής.

Κατασκευασμένος εξ' ολοκλήρου στις ΗΠΑ, με υλικά άριστης κατασκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας : 220 v / 50 Hz

Ροή : 2-8 lt/min

Συγκέντρωση οξυγόνου :

2-7 lt/min : 93% (+6,5% / -3%)

8 lt/min : 90% (+6,5% / -3%)

Αισθητήρα συγκέντρωσης οξυγόνου : ΝΑΙ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

Ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Υψηλής/Χαμηλής πίεσης

Χαμηλής παροχής οξυγόνου

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Θερμικός διακόπτης, Βαλβίδα εκτόνωσης 40 psig, Test Χαμηλής μπαταρίας

ΦΙΛΤΡΑ

Εξωτερικό, εσωτερικό αντιβακτηριακό, εισόδου μοτέρ.

Διαστάσεις : 394 x 396 x 706 mm, Βάρος : < 24 kg.

Επίπεδα θορύβου : <53dBA.

ΕΓΓΥΗΣΗ : 3 έτη.

